

買い替えご提案！


健診器具

selection

修理可否
リスト付！

YAGAMI

養護の先生以外でも、誰でも簡単に使える視力検査器！



視力検査器 YCL-3SV

① 6736100	本体のみ	¥111,000 (税込¥122,100)
② 6736200	架台付	¥123,000 (税込¥135,300)

ABCD自動判定によるスクリーニングと0.1刻みの視力検査ができる、字ひとつ式液晶視力検査器です。

視 標：5m及び3m用8方向ランドルト環

視 力 値：0.1～1.0、1.2、1.5、2.0の13段階

測 定 モード：自動検査/自動判定モード

手動検査/視標サイズ、視標方向が任意に設定できるモード

視 標 の 種 類：[ABCD(0.3、0.7、1.0)]/[0.1刻み(0.1～1.0、1.2、1.5、2.0)] 切替可能
はじめに表示する視標：[0.3]/[1.0] 切替可能

判 定 基 準：[視標4個中3個正答(3/4判定)]/[視標3個中2個正答(2/3判定)] 切替可能

斜 め 視 標：[なし]/[あり] 切替可能

測 定 距 離：[5m]/[3m] 切替可能

判定結果表示：ABCD判定結果をリモコン液晶画面上へ表示(自動検査時)

リ モ コ ン：ワイヤレス方式

運用電波帯域：2.4GHz

通信可能距離：最大15～20m(障害物のない環境)※環境により異なります。

大 き さ、重 さ：本体/16(縦)×22.6(横)×3.3(厚さ) (止め金具等含まず)cm、約810g

リモコン/20.0(縦)×6.6(横)×2.8(厚さ)cm、約160g

電 源：本体/AC100V (アダプタ付属)

リモコン/単3形乾電池2本(付属)

※連続使用時間：約100時間(アルカリ乾電池の場合)

付 属 品：ACアダプタ、単3形乾電池2本(モニター用)、本体カバー、

クイックマニュアル、専用架台(6736200のみ)

一般医療機器



補 充 品


③ 6736300	YCL-3SV専用架台	¥14,000 (税込¥15,400)
-----------	-------------	---------------------

大 き さ：約40(幅)×40(奥行)×110～175(高さ)cm

高さ調節用目安ライン (10cm間隔) 付

※架台の外観は一部変更になる可能性があります。

本体に向けなくてもいい
電波式リモコン



子供の様子を見ながら
検査できます

正誤 の2ボタンで
簡単・スピーディ！




子供の回答に合わせて方向キーを
操作する必要がなくなりました



※従来通り、方向キーでの操作も可能です。

簡単に
状況に合わせて
検査条件を設定できる！ ※1



※1 各種設定は、自動検査時以外で行えます。
また電源を切っても設定は記憶されています。

最新版の改正JISに準拠！（JIS T 1201-1：2020 タイプ4）
流れに沿ったボタン配置で検査がスムーズ



目隠しになる
本体保護カバー

使いやすいヘッドホン

- ヘッドホンのコードと応答ボタンが一体化
次の被検者との交代がスムーズに行えます。
- 左(青)右(赤)で色分け
児童も間違いなく装着できます。
- アルコール消毒可能
ヘッドホンと応答ボタンはアルコール消毒可能です。



スクリーニング検査準拠型ボタンで検査がスムーズ！
最少のボタン操作でスピーディなスクリーニング検査が可能です。

左から右に、検査の流れに沿ったボタン配置

①検査切替

右 左

①検査する耳を選択します

②選別設定

1000Hz 4000Hz

②周波数を選択します
※1000Hz⇔4000Hzの順に音を聞かせて検査します

③確認音 ④検査音

③確認音ボタンを押して検査音を確認させます
④検査音ボタンを押して応答ランプを確認します

操作ガイド付きで初めて操作する方も安心です

型 式	YAM-1N	YAM-2N	YAM-5N
周波数	1000Hz、4000Hz		
気導聴力検査	250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、6000Hz		
周波数精度	±2%以内		
聴力レベル	1000Hz 30dB 固定		
選別聴力検査	4000Hz 初期設定で25dB、30dB、40dBから選択（出荷時は25dBに設定）		
気導聴力検査	各周波数とも-10～75dB（5dB間隔）		
全高調波ひずみ	2.5%以下		
聴力レベル誤差	250～4000Hz：±3dB 以内、6000Hz：±5dB 以内		
出力・応答系統	1系統	2系統	5系統
スピーカー接続端子	アンプ付スピーカー（別売）接続可能		
その他	スクリーニング検査準拠型ボタン		
電源	AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ使用) 4.8W以下		
大きさ	本体:21 (W) ×21 (D) ×7 (H) cm		
重 さ	約1.2kg	約1.5kg	約2.4kg

NEW オージオメータ (JIS T1201-1:2020 タイプ4) *			
6852400	YAM-1N (1人用)	¥114,000	(税込¥125,400)
① 6852600	YAM-2N (2人用)	¥139,000	(税込¥152,900)
6852800	YAM-5N (5人用)	¥216,000	(税込¥237,600)
★JQA検査(校正)合格証付き			
6852500	YAM-1N [JQA 検査合格証付]	¥133,500	(税込¥146,850)
② 6852700	YAM-2N [JQA 検査合格証付]	¥166,000	(税込¥182,600)
6852900	YAM-5N [JQA 検査合格証付]	¥265,000	(税込¥291,500)

管理医療機器

医療機器販売届出

ACアダプタ(付属)

JQA検査(校正)合格証付は、(財)日本品質保証機構(JQA)による検査(校正)に合格した商品です。有効期間は1年です。
※納品にお時間がかかります。詳しくはお問い合わせください。

別売品			
③ 6813000	ソフトケース(YAM-1N・2N用)	¥6,600	(税込¥7,260)
大きさ・重さ：23 (幅) ×17 (奥行) ×26 (高さ) 約450g			
④ 6813100	ソフトケース(YAM-5N用)	¥9,200	(税込¥10,120)
大きさ・重さ：39 (幅) ×17 (奥行) ×26 (高さ) 約680g			
⑤ 6623700	ハードケース(YAM-1N・2N・5N用)	¥23,300	(税込¥25,630)
大きさ・重さ：42 (幅) ×28 (奥行) ×31 (高さ) 約3.8kg			
※商品の仕様(素材・形状等)が変更になる場合がございます。			
＼検査音がどんな音が全員に聞かせることができます／			
6128800	アンプ付スピーカー	¥3,800	(税込¥4,180)



操作は3ステップ！簡単シンプル操作の送風循環式乾熱滅菌器



大容量でメンテナンスフリーなので学校に最適です




乾熱滅菌法とは

乾熱滅菌法とは、滅菌法の中で加熱法に分類される加熱乾燥空気中で微生物を殺滅する滅菌法です。

乾熱滅菌法は、日本薬局方の加熱滅菌法に滅菌法(オートクレーブ)と併記されている方式です。

滅菌温度180℃、滅菌時間30分の標準滅菌で運転する場合
操作は3ステップ！操作ガイド付きで手順が一目でわかります

step1



本体右側の電源を入れます

step2



スタート/リセットボタンを長押しします

step3



ブザーが鳴ったらスタート/リセットボタンを長押しして終了

滅菌開始

滅菌終了

ブザー音

乾熱滅菌器 (ドライクレーブ)			
6733700	YDC-300	¥298,000	(税込¥327,800)

標準滅菌運転(滅菌温度180℃・滅菌時間30分)で運転する場合は設定不要、電源を入れてスタートボタンを押すだけ。
任意で滅菌温度や滅菌時間を設定する場合でも、本体に操作手順が記載されていますので、手順に従い操作パネルのボタンを押すだけ。安心してご使用いただけます。

送風循環式のため庫内温度分布が±4℃(210℃時)、精度が高く温度ムラがでにくい乾熱滅菌器です。

庫内対流方式：強制送風循環
庫内循環ファン：シロッコファン
ヒーター：シーズヒーター 0.7kW
温度制御範囲・精度：室温+10℃～210℃・±0.1℃(210℃時)
温度分布精度：±4℃(210℃時)
温度設定：1℃単位 デジタル表示
制御方式：マイコンPID制御
センサ：K熱電対(温度調整器及び過昇防止器)
タイマー：1分～99時間59分
滅菌時間補償：設定温度-3℃・+10℃の範囲外でタイマー停止
設定温度-3℃・+10℃の範囲内でタイマー再カウント

外 装：電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装
内 槽：ステンレス鋼板
断 熱 材：グラスウール
排 気 口：上面2箇所
大 き さ：外寸/41 (幅) ×45 (奥行) ×67 (高さ) cm
内寸/30 (幅) ×30 (奥行) ×30 (高さ) cm
重 さ：約33kg
内 容 量：27L
電 源：AC100V 9A 3Pプラグ^{※1}
自己診断機能：温度センサ異常、SRS短絡異常、ヒーター断線異常、メインリレー接点溶着異常、メモリ異常、内部通信異常

保安装置：過電流漏電ブレーカ、過昇防止器
付 属 品：棚板2枚(固定棚1枚^{※2}・可動棚1枚)、棚受け金具4本^{※2}、電源コード(約2m)
※1 アース付き医用コンセント(3P)に接続してください。
既設コンセントにアース極がない場合、D種接地工事が必要になります。
ご購入先の販売店へご相談ください。
※2 棚板及び棚受け金具の1セットは出荷時に庫内最下段にネジにて固定されています。

管理医療機器・特定保守管理医療機器

医療機器販売許可

AC (3Pプラグ)

収容量アップに！



専用パット



3個収納時

別売品			
6734000	専用パット	¥10,000	(税込¥11,000)
大きさ：24 (幅) ×27 (奥行) ×5 (深さ) ステンレス製			
〈専用パットについて〉			
・最大3個収納可能です。			
・パットのみの購入でご対応いただけます。部品の追加購入は不要です(付属の棚受け金具4本で、パット3個収納可能)。			
関連商品 架台 保健福祉カタログNo.212 P.280			

オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)と比べてここがオススメ！

- ・低価格
- ・排水設備が要らないので、設置場所の制限が少ない
- ・水を使わないのでメンテナンスが容易
定期点検も不要で維持費も抑えられる
- ・一度に多くの器具を滅菌できる

○参考収納数量

	棚板1枚	専用パット1個
銅製小物		
歯鏡	約60本	約120本
耳鏡	約100個	約200個
鼻鏡	約35本	約40本
歯科ピンセット	約60本	約120本
歯科用探針	約80本	約170本

※数量は最大収納数です。
実際に滅菌する際は、多少隙間を空けて収納してください。

学校健診向けに使いやすさを追及しました！



持ち運びや収納に便利な
セパレート式

1



常設に適した
スタンド式

2

選べる
2タイプ



NEW 学校健診用デジタル体重計 (検定付) YTN-150 ★

① 6860101～08	セパレート式	¥65,800 (税込¥72,380)
大きさ: 33.6(幅) × 30.1(奥行) × 8.5(高さ) cm 重さ: 約5.1kg		
② 6860201～08	スタンド式	¥67,800 (税込¥74,580)
大きさ: 33.6(幅) × 52(奥行) × 84.6(高さ) cm 重さ: 約7.1kg		

※末尾に該当区分を付けてご注文ください。
※該当区分については左ページの表を参照ください。

表示: 液晶デジタル表示(LCD)
文字高: 3.8cm
ひょう量: 200kg
目量(最小表示): 0.1kg(100g)
プリセット風袋引き範囲: 0～20kg(ひょう量内風袋引き)
重量検出方式: ロードセル(電気抵抗線式)
電源: 単3形アルカリ乾電池6本(別売) または ACアダプタ(付属)(コード長さ: 1.8m)
※電池寿命: 約100時間(アルカリ乾電池使用時)

電池 (別売)

ACアダプタ (付属)

精度等級
3級

1.最小表示は0.1kg(100g)単位
「児童生徒等の健康診断マニュアル」に準拠しているので、表示値をそのまま測定値として記録できます。

2.着衣量を設定できる
「プリセット風袋引き」機能付き
設定手順がパネルに記載されているので操作も簡単です。

3.持ち運びしやすい軽量設計
セパレート式は約5.1kg、スタンド式は約7.1kgと、今までの約1/2(当社比)の重量を実現しました。

高輝度でリーズナブルなヤガミオリジナル照明灯が新登場！

NEW LEDフレキシブル照明灯 ★

6866000	YFL	¥58,000 (税込¥63,800)
---------	-----	---------------------

約3,300Lux(測定距離80cm)の高輝度LEDを採用。歯科検診でも扱いやすい「色温度5,000K」、「平均演色評価数Ra90」の優れた光源です。

大きさ: 40(幅) × 40(奥行) × 110～200(高さ) cm
重量: 約4kg
照度: 約3,300Lux±10% (測定距離80cm)
色温度: 5,000K
平均演色評価数: Ra90
電源: AC100V 50/60Hz(コード長約2.8m)
キャスター: φ4cm
※調光はできません。

ACアダプタ (付属)

ランプ数6
約3,300Lux (80cm)



持ち手付き

スイッチ1つで簡単操作



※80cmの距離で照射



フレキシブルアームで自由に向きを変えられます。

歯科用照明器のJIS規格(JIS T 5753)

歯科用照明器のJIS規格では、相関色温度について「4,500～6,400Kの間にあるのが望ましい」、演色性について「演色評価数(Ra)は85より大きくなければならない」と記載されています。

薄型でコンパクトなので、移動や持ち運びに便利！



コンパクト
収納

96.4 cm

表示器は取り外し可能
(2mの接続ケーブル付)

大型キャスターで移動がらくらく！

デジタル身長体重計 (検定付) AD-6351 日本学校保健会推薦

6653500	クイックUSBアダプタセット付	¥220,000 (税込¥242,000)
6866800	クイックUSBアダプタセット付	¥243,000 (税込¥267,300)

測定範囲: 身長/88.0～210.0cm、体重/2～150kg
表示単位: 身長/1mm、体重/0.1kg
身長測定方式: 手動測定
プリセット風袋量(着衣量): 0.0～90.0kg、0.1kg単位
電源: 単3形乾電池6本(別売)またはACアダプタ(付属)
大きさ: 33(幅) × 48.3(奥行) × 96.4～221.4(高さ) cm
重さ: 約13kg(ACアダプタ、電池含まず)
対応OS: Windows2000、XP、Vista、7、8、10
※Mac、Chromebookではご使用いただけません。
※身長計の伸縮は手動式です。

電池 (別売)

ACアダプタ (付属)

精度等級
3級

クイックUSBアダプタセットなら、測定値を表計算ソフトに自動入力できます

① 名簿データを準備し各機器を付属のケーブルで接続

② 測定

③ 測定データの自動取り込み



自動入力の様子を動画で確認できます

	A	B	C
1		体重	身長
2	あい 太郎	18.2	102.5
3	うえ 花子	20.5	110.2
4	おか 次郎		
5	きく 梅子		
6	けこ 三郎		
7	さし 士郎		

「測定→確定ボタン」を繰り返すだけで次々に数値が入力されます

※パソコンと表計算ソフトは付属しません。

スムーズな開閉操作で1人でもラクラク！
保健室に馴染む、優しい色合いのアコーディオンつい立てです



182 cm

マグネットで連結可能

アルコール、次亜塩素酸ナトリウムでの消毒可能！

167 cm

アコーディオンつい立て

● YWL-980 (高さ182cmタイプ)			
① 6751300	ピンク	¥92,000 (税込¥101,200)	
6751500	アイボリー	¥92,000 (税込¥101,200)	
大きさ: 35～195(幅) × 182(高さ) cm 重さ: 約15.2kg			
● YWL-965 (高さ167cmタイプ)			
6751600	ピンク	¥83,000 (税込¥91,300)	
② 6751800	アイボリー	¥83,000 (税込¥91,300)	
大きさ: 35～195(幅) × 167(高さ) cm 重さ: 約14.5kg			

〈YWL-980/965共通仕様〉
生地: ビニールクロス(塩化ビニール樹脂)
支柱: アルミニウム材・アルマイト加工
各支柱マグネット上下2個付(1台に計4個付)
ストッパー付キャスター

コーナー用が不要で経済的！

脚部センターの凹みに合わせて脚をクロスするように差し込むことでコーナー部分を確保し、自由なレイアウトが可能です。



測定値が見やすいデジタル表示！座ったまま測定ができます



NEW デジタルハンドル身長計 *

6593700 | YHR-200D | ¥69,800 (税込¥76,780)

測定値を読み取りやすい傾斜型の表示部に高輝度7セグメントLEDで測定値を表示。カーソルの上下移動はハンドルで行えるので、検者は座ったまま測定できます。

測定範囲：100.0～200.0cm
最小目盛：1mm(測定精度±1mm)
表示：高輝度7セグメントLED4桁
測定方式：フォトセル式読取機構
材質：支柱/アルミ製、台/木製(定型入り)
※台表面やカーソル・ハンドルなど各樹脂部品は抗菌加工。

電源：単3形乾電池2本(別売)またはACアダプタ(付属)
大きさ：約36(幅)×45(奥行)×214(高さ)cm
重さ：約6.2kg

電池 (別売) AC アダプタ (付属)

\\ どちらも使用できます！

デジタル測定
見やすい傾斜型の表示部で読み取りやすい！

アナログ測定
電源の無いところや電池切れでも安心！

↓

AC 電池 電池を使えばコードレスで使用できます。

ラクミル目盛&ラクカルハンドルで少ない視線移動で測定できます



NEW ハンドル身長計 *

6593800 | YHR-200 | ¥39,800 (税込¥43,780)

カーソルの下面で測定する「通常目盛」、カーソルより30cm下方で身長を読み取る「ラクミル目盛」の2種類の目盛が付いたアナログ身長計です。「ラクミル目盛」は背の高い被検者の場合に便利です。

測定範囲：60～200.0cm
最小目盛：1mm(測定精度±1mm)
目盛読取り：通常目盛とラクミル目盛の2選択式
上下移動：50cmラクカルハンドル
材質：支柱・ラクカルハンドル/アルミ製、台/木製(定型入り)
※台表面やカーソルなど各樹脂部品は抗菌加工。

大きさ：約36(幅)×45(奥行)×214(高さ)cm
重さ：約4.6kg

ラクミル目盛
カーソル位置より30cm下方で読み取りが行えるように目盛が貼り付けられています。

ラクカルハンドル
カーソルにはスムーズに動かせる50cmの操作棒が付いています。

30cm下方で読み取り

見上げなくても測定できるので背の高い子どもの測定時の負担を軽減します！

身長と体重を同時測定できるので、健康診断の時間短縮に役立ちます！状況に応じて、身長計と体重計に分けて使用することも可能です



NEW デジタル身長計付体重計 *

6865401～08 | YGW-190DS | ¥155,000 (税込¥170,500)

※末尾に該当区分を付けてご注文ください。
※該当区分については下部の表を参照ください。

専用の身長計と体重計を組み合わせることで、身長と体重を同時に測定できます。付属の体重計だけでなく、お手持ちの体重計を組み合わせることも可能です。※1 ※2

※1. 組み合わせることのできる体重計には条件がありますので、事前にご確認ください。
※2. 体重計の厚み分だけ身長計の測定範囲が低くなります。ご了承ください。

〈伸縮式デジタルハンドル身長計 YGW-190D〉
表示：4桁LEDデジタル表示
測定方式：フォトセル式読取機構
測定範囲：100～190.5cm(付属の体重計と組み合わせる場合)
100～200cm(身長計として使用する場合)
最小目盛：1mm(測定精度±1mm)
電源：単3形乾電池2本(別売)またはACアダプタ(付属)
材質：支柱/アルミ製、台/木製、メラミン化粧板仕上げ(定型入り)
大きさ：約36(幅)×51(奥行)×125～210(高さ)cm
重さ：約5.5kg

電池 (別売) AC アダプタ (付属)

〈学校健診用デジタル体重計 YTN-150(検定付)〉
表示：液晶デジタル表示
文字高：3.8cm
ひょう量：200kg
目量(最小表示)：0.1kg(100g)
プリセット風袋引き範囲：0～20kg(ひょう量内風袋引き)
重量検出方式：ロードセル式
電源：単3形アルカリ乾電池6本(別売)またはACアダプタ(付属)
大きさ：約33.6(幅)×30.1(奥行)×8.5(高さ)cm
重さ：約5.1kg

電池 (別売) AC アダプタ (付属) 精度等級 3級

身長計のみの購入も可能です！
お手持ちの体重計を身長体重計に

NEW 伸縮式デジタルハンドル身長計 *

6865500 | YGW-190D | ¥90,000 (税込¥99,000)

お手持ちの体重計と組み合わせることで、デジタル身長計付体重計として使用できます。※1 ※2

※1. 組み合わせることのできる体重計には条件がありますので、保健福祉カタログP.317をご確認ください。
※2. 体重計の厚み分だけ身長計の測定範囲が低くなります。ご了承ください。

表示：4桁LEDデジタル表示
測定方式：フォトセル式読取機構
測定範囲：100～190.5cm(付属の体重計と組み合わせる場合)
100～200cm(身長計として使用する場合)
最小目盛：1mm(測定精度±1mm)
電源：単3形乾電池2本(別売)またはACアダプタ(付属)
材質：支柱/アルミ製、台/木製、メラミン化粧板仕上げ(定型入り)
大きさ：約36(幅)×51(奥行)×125～210(高さ)cm
重さ：約5.5kg

電池 (別売) AC アダプタ (付属)

当社製の組み合わせ可能な体重計
YKR-150 / YT-150A / YT-150

商品コードにご注意ください

本体重量計は使用地域の重力加速度に対応し補正されています。使用地域により商品コード末尾が変わります。

0000000
↑↑
ココが変わります

使用地域に合わせて商品コードをお選びください

区分	地域	商品コード末尾
(1) (2)	釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、オホーツク総合振興局管内、根室振興局管内、釧路総合振興局管内、札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美瑛市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩市、北広島市、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、上川総合振興局管内、空知総合振興局管内	01
(3) (4)	函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、北斗市、渡島総合振興局管内、檜山振興局管内、胆振総合振興局管内、日高振興局管内、十勝総合振興局管内、青森県	02
(5) (6)	岩手県、秋田県、宮城県、山形県	03
(7) (8)	福島県、茨城県、新潟県、栃木県、富山県、石川県	04
(9) (10)	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大分県、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県	05
(11) (12)	東京都(八丈支庁管内に限る)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県	06
(13) (14)	鹿児島県(奄美市、大島郡を除く)、東京都(小笠原支庁管内に限る)	07
(15) (16)	鹿児島県(奄美市、大島郡に限る)、沖縄県	08

ヤガミ健診器具 修理可否リスト

安心・安全で正しい健康診断のため、現在ご使用の健診器具に修理不可に該当する製品がございましたら、計画的なお買い替えをご検討願います。
また、下記に記載のない製品について、修理可否等がご不明な場合はお気軽にお問い合わせください。

※オージオメータ、体重計においては、修理を伴わない定期的な「校正・検査」は可能です。

視力検査器	販売終了年	修理対応
YST-1、2、7	2001年以前	不可
EP-18	2006年	
ES-10	2008年	
YCL	2010年	
YSV-1	2011年	
YCL-SV、YCL-2	2014年	可

身長計	販売終了年	修理対応
YG-200D	2004年	可
YL-65D	2004年	支柱のみ不可
YL-65、65S、65DN	2012年	
YG-200、200DN	2021年	可
YHS-200、200D	2024年	

オージオメータ	販売終了年	修理対応
Y-I、Y-II、YG Y-IN、II N、Y-GN Y-1D、2D、5D YN-1D、2D、5D YN-1S、2S、5S	2002年以前	不可
YH-1S、2S、5S YH-1W、2W、5W	2007年	
ND-NJ1、NJ2、NJ5	2013年	
YAM-1、2、5	2023年	可

身長体重計	販売終了年	修理対応
DST-210N、210NA	2009年	不可
YGWB-190S YG-200DWS	2023年	可

体重計	販売終了年	修理対応
YK-150、150N、150L	2000年以前	不可
YK-150D	2004年	
YK-150S	2006年	
YT-150	2011年	
YT-150A	2020年	2025年終了予定
YKR-150	2024年	可

乾熱滅菌器	販売終了年	修理対応
DS-100	2005年	不可

★お問い合わせ・お申し込みは下記の代理店へどうぞ

※本パンフレットの表示価格は、2024年6月現在のメーカー希望販売価格です。



本 社 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目2番29号
TEL (052) 951-9251 FAX (052) 951-6454
東京支店 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1丁目9番1号
TEL (03) 3915-2221 FAX (03) 3917-2221
大阪支店 〒547-0035 大阪市平野区西脇3丁目3番2号
TEL (06) 6702-9991 FAX (06) 6702-9522
福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4丁目5番7号
TEL (092) 471-1477 FAX (092) 471-0237
ホームページ www.yagami-inc.co.jp

■代理店・サービスのゆきとどいた技術と信用の店

千葉県若葉区西都賀4-20-20
(有)総武教育プラン
電話 043-256-1601